



Imagens meramente ilustrativas

KIT MORE

KIT MORE Transforaminal

DOIS TIPOS DE PONTAS ATIVAS




Broca Cortante (3,5mm)



Broca Diamantada (3,5mm)

Ponta flexível (2,5mm)



Ponta recolhida

Ponta ativada

Eletrodo Bipolar 360mm



Fio Guia 400mm (1,2mm)



Cânula de Punção 200mm (2,2mm)



Equipo de Irrigação 2 Vias


Diferentes tipos de encaixes *(ST - RW - LV - GR)



Caneta de marcação de pele



Grid Radiopaco



Diferentes tipos de encaixes (EP - LV - RZ - ST - AR)*

Cânula de Debridação Óssea 300mm



Imagens meramente ilustrativas

KIT MORE Interlaminar


Diferentes tipos de encaixes
*(EP - LV - RZ - ST - AR)

Cânula de Debridação Óssea 260mm



Eletrodo Bipolar 260mm

Ponta flexível (2,5mm)



Ponta recolhida



Ponta ativada

Fio Guia 400mm (1,2mm)



Cânula de Punção 200mm (2,2mm)



Equipo de Irrigação 2 Vias


Diferentes tipos de encaixes
*(ST - RW - LV - GR)




Caneta de marcação de pele



Grid Radiopaco



DOIS TIPOS DE PONTAS ATIVAS



Broca Cortante (3,5mm)



Broca Diamantada (3,5mm)

O **Kit More** é um kit estéril (ETO) indicado para cirurgias minimamente invasivas e endoscópicas da coluna vertebral. Ele foi desenvolvido para oferecer um método percutâneo seguro e eficaz em procedimentos de descompressão de hérnias de disco e no tratamento de protrusões discais com rompimento parcial das fibras anulares. O kit conta com opções de acesso transforaminal e interlaminar.

KIT MORE – TRANSFORAMINAL

Ref: 67**XX.YYY**

KIT MORE INTERLAMINAR

Ref: 68**XX.YYY**

Composição:

1x Cânula de Punção	2,2mm x 220 mm	-
1x Fio Guia	400mm x 1,2 mm	-
1x Lâmina - Cortante	300mm x 3,5mm	260mm x 3,5mm
1x Lâmina – Diamantada	300mm x 3,5mm	260mm x 3,5mm
1 x Eletrodo Bipolar	360mm x 2,5mm	260mm x 2,5mm
1x Grid Radiopaco		-
1 x Caneta de marcação de pele		-
1x Equipo de irrigação 2 vias		-

Obs: Trocar **XX** para escolher o encaixe do equipo. Trocar **YYY** para escolher o encaixe da lâmina de debridação.

Tipos de encaixes do equipo (**XX**): ST* (**00**) - RW* (**01**) - LV* (**02**) - GR* (**03**)

Tipos de encaixes das lâminas (**YYY**): EP* (**001**) - LV* (**002**)- RZ* (**003**)- ST*(**004**) - AR* (**005**)

*Encaixes: ST: Stryker/ RW: Richard Wolf/ LV: Linvatec/ GR: Gravitacional/ EP: Dyonics/ RZ: Razek/ AR: Arthrex

Registro ANVISA: 81288540045

Imagens meramente ilustrativas.



 Av. Professor João Fiúsa, nº 1901 -Salas 107, 108 e 109
 Telefone: (16) 3904-3838
 @more4experts  /morebr  /morebr
 www.morebr.com.br/